


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thymidine Kinase 1 (Tk1) Pour Wb Et Elisa - P04183

Numéro d'article: CM0002438



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Thymidine Kinase 1 (TK1) humaine, validé pour WB et ELISA. Utile pour l'étude du métabolisme des nucléotides, du cycle cellulaire et de la synthèse de l'ADN. Reconnaît une enzyme cytosolique d'un poids moléculaire prédit de 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Thymidine Kinase 1
Remarques/Alias	TK2; Thymidine Kinase 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7083
ID du gène	7083
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Thymidine Kinase 1 humaine (P04183).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04183
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace