

Anticorps Polyclonal Anti-Thymidylate Synthase (Tysy), Validé Par Ko - P04818

Numéro d'article: CM0024110



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la thymidylate synthase humaine (TYSY). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] TYSY Rabbit pAb
Remarques / Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7298
GeneID	7298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220 à 313 de la TYSY humaine (NP_001062.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04818
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace