


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Thyroglobuline Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01266

Numéro d'article: CM0005071



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît la thyroglobuline humaine (~305 kDa) et est validé pour l'immunofluorescence (IF-P), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le convient aux études sur la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thyroglobuline mAb Lapin
Remarques/Alias	TGN; AITD3; Thyroglobuline
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7038
GenelD	7038
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1000-1100 de la thyroglobuline humaine (P01266)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01266
Poids Protéique	305kDa
Expédition	Sac de glace