

Anticorps Monoclonal Anti-Thyroperoxydase/Tpo Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P07202

Numéro d'article: CM0009501

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la thyroperoxydase humaine (TPO) pour IF-P, IHC-P et ELISA. Convient à l'étude de la synthèse des hormones thyroïdiennes et aux recherches connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thyroperoxydase/TPO mAb Lapin
Remarques/Alias	MSA; TPX; TDH2A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7173
GenelD	7173
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07202
Poids moléculaire	103kDa
Expédition	Sac de glace