

Anticorps Monoclonal Anti-Thyroid Stimulating Hormone (Tsh) Pour If, Ihc-P, Elisa - P01215/P01222

Numéro d'article: CM0005430



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant les sous-unités alpha et bêta de l'hormone stimulant la thyroïde (TSH) humaine. Adapté pour les applications IF, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation hormonale et la fonction pituitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thyroid Stimulating Hormone mAb de lapin
Remarques / Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 27-116 de CGA humain et 21-138 de TSHB humain (NP_000726.1/NP_000540.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01215/P01222
Poids de la protéine	13kDa/16kDa
Expédition	Sac de glace