

Anticorps Polyclonal Anti-Thyroid Stimulating Hormone (Tsh) Pour Ihc-P, Elisa - P01215 / P01222

Numéro d'article: CM0020564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Thyroid Stimulating Hormone (TSH) humaine, reconnaissant à la fois les sous-unités alpha et bêta. Validé pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche endocrinienne et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thyroid Stimulating Hormone (TSH) pAb de lapin
Remarques/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 25-116 et 21-138 de la Thyroid Stimulating Hormone (TSH) humaine (NP_000726.1/NP_000540.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01215/P01222
Poids de la protéine	13KDa/15KDa
Expédition	Sac isothermique