


Anticorps Polyclonal Anti-Tia1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31483

Numéro d'article: CM0014057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine TIA1 humaine (P31483). Adapté pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Détecte la TIA1 humaine et murine. Utile pour la recherche sur l'épissage alternatif, les granules de stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7072
GeneID	7072
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 287-386 de la TIA1 humaine (NP_071505.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31483
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace