


Anticorps Polyclonal Anti-Tial1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01085

Numéro d'article: CM0025971



Introduction

Le pAb Lapin TIAL1 détecte la nucléolysine TIAR chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour le western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Convient pour la recherche sur l'épissage alternatif et les granules de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TIAL1
Remarques/Alias	TCBP ; TIAR ; TIAL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7073
ID du gène	7073
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 266-375 de TIAL1 humain (NP_003243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01085
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace