


## Anticorps Monoclonal Anti-Tifa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q793I8

Numéro d'article: CM0011976



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TIFA validé KO pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la TIFA de souris, une protéine adaptatrice de 21 kDa dans la signalisation immunitaire innée NF- $\kappa$ B. Idéal pour la recherche sur l'infection et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] TIFA Lapin mAb                                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | T2bp                                                                                                                                               |
| Espèce               | Souris                                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)      | 92610                                                                                                                                              |
| GeneID (Souris)      | 211550                                                                                                                                             |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-184 de la TIFA de souris (NP_001343359.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                              |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                             |
| SWISS                | Q793I8                                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 21 kDa                                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                       |