

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tifab (Validé Par Kd) Pour Wb Et Elisa - Q6Znk6

Numéro d'article: CM0005554

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant la TIFAB humaine, adapté aux applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation TRAF6 et de la régulation de la voie NF-kappaB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-TIFAB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	497189
ID de gène	497189
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 62-161 de la TIFAB humaine (NP_001092691.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6ZNK6
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace