


Anticorps Polyclonal Anti-Tify10A Pour Wb, Elisa - Q9Lma8

Numéro d'article: CM0019429



Introduction

TIFY10A Rabbit pAb (anti-JAZ1) est un anticorps polyclonal destiné au Western blotting et à l'ELISA chez *Arabidopsis thaliana*. Cible le répresseur de la signalisation du jasmonate, localisé dans le noyau. Idéal pour la recherche sur la défense des plantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIFY10A Rabbit pAb
Remarques / Alias	AtJAZ1 ; protéine 1 à domaine jasmonate-zim ; T29M8.5 ; T29M8_5 ; TIFY10A
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	838501
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 154 et 253 de TIFY10A d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_564075.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9LMA8
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac isotherme