

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tigar Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

Numéro d'article: CM0020157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TIGAR (régulateur de la glycolyse et de l'apoptose induit par TP53). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Régule la glycolyse et l'apoptose ; utilisé dans la recherche sur le cancer, le stress et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TIGAR
Remarques/Alias	FR2BP ; C12orf5 ; TIGAR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57103
Identifiant du gène	57103
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du TIGAR humain (NP_065108.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ88
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace