

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tigd1/Eeyore Pour Wb Et Elisa - Q96Mw7

Numéro d'article: CM0023003

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIGD1 validé pour la WB et l'ELISA, réactif avec les échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine TIGD1/Eeyore, une protéine nucléaire se liant à l'ADN. Idéal pour la recherche sur les protéines dérivées d'éléments transposables.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIGD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EEYORE ; TIGD1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	200765
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la protéine TIGD1 humaine (NP_663748.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q96MW7
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant