


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tigit Pour Wb, Elisa - Q495A1

Numéro d'article: CM0025123



Introduction

Validé pour WB et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin anti-TIGIT reconnaît le TIGIT humain et réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et les études sur l'immunorégulation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIGIT Lapin pAb
Remarques/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	201633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les a.a. 22-141 du TIGIT humain (NP_776160.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q495A1
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace