


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tigit Pour Wb, Elisa - Q495A1

Numéro d'article: CM0022571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TIGIT humain (VSIG9, VSTM3), validé pour les applications de Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec le TIGIT de souris. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de lapin anti-TIGIT
Remarques/Alias	VSIG9 ; VSTM3 ; WUCAM ; TIGIT
Espèce	Humain
GeneID	201633 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-244 du TIGIT humain (NP_776160.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q495A1
Poids Moléculaire Protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace