


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr - Q5Qns5

Numéro d'article: CM0023656



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la souris TIM-1/KIM-1/HAVCR, adapté pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée humaine. Détecte une protéine de 33 kDa, idéale pour la recherche sur les lésions rénales, le trafic des cellules T et l'efferocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TIM-1/KIM-1/HAVCR
Remarques/Alias	Tim1 ; KIM-1 ; TIM-1 ; Timd1 ; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Espèce	Souris
ID du Gène	171283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-237 de TIM-1/KIM-1/HAVCR de souris (NP_599009.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q5QNS5
Poids Moléculaire de la Protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace