


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tim-3/Havcr2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0009934



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TIM-3/HAVCR2 humain. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur les points de contrôle immunitaires et les lymphocytes T. 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TIM-3/HAVCR2
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84868
GeneID	84868
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TDQ0
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace