


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tim-3/Havcr2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0020107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TIM-3/HAVCR2 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et les études sur l'épuisement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIM-3/HAVCR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-202 de TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDQ0
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace