

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tim44 Pour Wb Et Elisa - O43615

Numéro d'article: CM0003420



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TIM44, une sous-unité de la translocase de la membrane interne mitochondriale. Validé pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et de rat. Convient pour la recherche sur l'import des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TIM44
Remarques/Alias	TIM44
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10469
GeneID	10469
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-240 de la protéine humaine TIM44 (NP_006342.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43615
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace