


Anticorps Polyclonal Anti-Timm10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62072

Numéro d'article: CM0029581



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TIMM10 humain (sous-unité Tim10 du translocase de la membrane interne d'importation mitochondriale), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'importation des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM10 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26519
ID de gène	26519
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62072
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace