

Anticorps Polyclonal Anti-Timm10B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Numéro d'article: CM0028523



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TIMM10B (FXC1/Tim9b), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier l'import des protéines mitochondriales et la fonction du complexe TIM22.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM10B Rabbit pAb
Remarques/Alias	FXC1 ; Tim9b ; TIM10B ; TIMM10B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26515
GeneID	26515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-103 de TIMM10B humain (NP_036324.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5J6
Poids protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace