

Anticorps Polyclonal Anti-Timm17A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99595

Numéro d'article: CM0030573

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité Tim17-A du translocase de la membrane interne d'import mitochondrial. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Swiss-Prot : Q99595.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM17A Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIM17 ; TIM17A ; TIMM17A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10440
ID du gène	10440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-171 de la TIMM17A humaine (NP_006326.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99595
Poids moléculaire protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace