

Anticorps Monoclonal Anti-Timm17B Pour Wb - O60830

Numéro d'article: CM0007723

Introduction

Le TIMM17B Rabbit mAb est un anticorps monoclonal ciblant TIMM17B humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'import et de translocation mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM17B Rabbit mAb
Remarques/Alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10245
GeneID	10245
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence entre les acides aminés 60 et 160 de TIMM17B humain (NP_005825.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60830
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac isothermique