

Anticorps Polyclonal Anti-Timm17B Pour Wb, Elisa - O60830

Numéro d'article: CM0024316

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TIMM17B, validé pour WB et ELISA chez l'homme et le rat. Cible la sous-unité Tim17-B du translocase de la membrane interne mitochondriale, essentielle pour la translocation des protéines à travers la membrane interne mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIMM17B pAb de Lapin
Remarques/Alias	JM3 ; TIM17B ; DXS9822 ; TIMM17B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10245
GeneID	10245
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 53-152 de TIMM17B humain (NP_005825.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O60830
Poids Moléculaire Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace