

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm17B Pour Wb, Elisa - O60830

Numéro d'article: CM0028683

Introduction

pAb de Lapin TIMM17B validé pour WB, ELISA. Détecte le TIMM17B humain et de souris (18kDa), une translocase de la membrane interne mitochondriale. Idéal pour les études d'import mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TIMM17B
Remarques/Alias	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10245
GenelD	10245
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 du TIMM17B humain (NP_005825.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O60830
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace