

Anticorps Monoclonal Anti-Timm22 Pour Wb Et Elisa - Q9Y584

Numéro d'article: CM0004677



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TIMM22 (Tim22), la sous-unité du canal dépendant de la tension du translocase mitochondrial TIM22. Confirmé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur l'import des protéines multipasses de la membrane interne et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIMM22 Lapin mAb
Remarques/Alias	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29928
GeneID	29928
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 20-120 de TIMM22 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y584
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace