

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm22 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

Numéro d'article: CM0022298

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Timm22 validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec les protéines Timm22 humaines, murines et de rat, une sous-unité de la translocase de la membrane interne mitochondriale essentielle à l'importation des protéines transmembranaires multipass. Idéal pour la recherche et le développement en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Timm22 pAb de lapin
Remarques/Alias	Tim22 ; Timm22
Espèce	Souris
ID du gène	56322
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-121 de la Timm22 de souris (NP_062792.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9CQ85
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace