

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm23 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14925

Numéro d'article: CM0029387

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TIMM23 (TIM23) humain, essentiel pour l'importation des protéines mitochondriales et la régulation de la mitophagie. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIMM23 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIM23; TIMM23
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	100287932
ID de Gène	100287932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7-72 du TIMM23 humain (NP_006318.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14925
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace