

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm29 Pour Wb Et Elisa - Q9Bsf4

Numéro d'article: CM0022087



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la TIMM29 humaine (TIM29, C19orf52) pour applications Western blot et ELISA. Validé sur échantillons humains et murins, adapté aux études d'import mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM29 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIM29; C19orf52; TIMM29
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	90580
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-260 de la TIMM29 humaine (NP_612367.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BSF4
Poids moléculaire de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace