

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm29 Pour Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

Numéro d'article: CM0020204

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Timm29 de souris (SWISS Q8BGX2), adapté pour WB, IP, ELISA. Réaction croisée avec l'homme. Pour les études sur l'import de protéines mitochondriales et le complexe TIM22.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Timm29 pAb de lapin
Remarques / Alias	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Espèce	Souris
GenelD	69773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-266 de Timm29 de souris (NP_848734.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	Q8BGX2
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace