

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm44 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43615

Numéro d'article: CM0024024



Introduction

TIMM44 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec une réactivité envers l'humain, la souris, le rat. Il cible TIMM44 (TIM44), une translocase de la membrane interne mitochondriale essentielle à l'import des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIMM44 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIM44; TIMM44
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	10469
Identifiant du Gène	10469
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-452 de TIMM44 humain (NP_006342.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43615
Poids Moléculaire Protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace