

Anticorps Polyclonal Anti-Timm8A Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60220

Numéro d'article: CM0028699

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité A de la translocase d'import mitochondriale de la membrane interne Tim8 chez l'homme. Validé pour Western Blot, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le transport mitochondrial et les protéines chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	TIMM8A Rabbit pAb
Remarques / Alias	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-97 de TIMM8A humain (NP_004076.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60220
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace