

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01033

Numéro d'article: CM0017433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIMP1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec TIMP1 humain, de souris et de rat. Adapté pour l'étude de l'inhibition des MMP, de l'érythropoïèse et de la signalisation des intégrines dans le cancer et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EPA; EPO; HCl; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7076
GeneID	7076
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128-207 de TIMP1 humain (NP_003245.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01033
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace