

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

Numéro d'article: CM0021530



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIMP2 pour la détection de l'inhibiteur 2 des métalloprotéinases. Testé en WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la MEC et les métastases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7077
GeneID	7077
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de TIMP2 humaine (NP_003246.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16035
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace