

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timp3 Pour Wb Et Elisa - P35625

Numéro d'article: CM0013092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TIMP3, validé pour WB et ELISA. Détecte le TIMP3 humain, murin et de rat (24 kDa). Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire, le cancer et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TIMP3
Remarques/Alias	SFD ; K222 ; K222TA2 ; HSMRK222 ; TIMP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7078
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 110-210 du TIMP3 humain (NP_000353.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35625
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace