

Anticorps Polyclonal Anti-Timp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

Numéro d'article: CM0026819

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIMP4 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le remodelage de la matrice extracellulaire, la biologie cardiovasculaire et l'inhibition des MMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMP4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIMP-4; TIMP4
Espèce	Humain
GeneID	7079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-224 de la TIMP4 humaine (NP_003247.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99727
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace