

Anticorps Polyclonal Anti-Tin2/Tinf2 Pour Wb, Elisa - Q9Bsi4

Numéro d'article: CM0027415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TIN2/TINF2 humain, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur le complexe shelterine et la biologie des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIN2/TINF2 pAb de lapin
Remarques / Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26277
GeneID	26277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-451 de TIN2/TIN2/TINF2 humain (NP_001092744.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BSI4
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace