

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tin2/Tinf2 Pour Wb, Elisa - Q9Bsi4

Numéro d'article: CM0005465



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TIN2/TINF2 validé pour WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat ; cible le facteur nucléaire 2 interagissant avec TERF1, un composant du complexe shelterin régulant la longueur et la protection des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin TIN2/TINF2
Remarques/Alias	TIN2 ; DKCA3 ; TIN2/TINF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26277
GeneID	26277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-309 de TIN2/TINF2 humain (Q9BSI4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSI4
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace