

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tiparp Pour Wb, Elisa - Q7Z3E1

Numéro d'article: CM0016889

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la TIPARP humaine (PARP7), validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la mono-ADP-ribosylation, la signalisation AHR et les modifications des protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIPARP Rabbit pAb
Remarques / Alias	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25976
Identifiant du gène	25976
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 441-657 de la TIPARP humaine (NP_056323.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z3E1
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace