

Anticorps Polyclonal Anti-Tir1 Pour Wb Et Elisa - Q570C0

Numéro d'article: CM0020153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TIR1 d'Arabidopsis, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le récepteur de l'auxine, adapté aux études de signalisation des hormones végétales et de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIR1 Rabbit pAb
Remarques/alias	AtTIR1 ; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1 ; TIR1
Espèce	Arabidopsis thaliana
GeneID	825473
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 495 et 594 de TIR1 d'Arabidopsis thaliana (NP_567135.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant