

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tirap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P58753

Numéro d'article: CM0008618



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TIRAP de haute qualité pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le TIRAP humain, murin et de rat. Explorez son rôle dans la signalisation TLR et la réponse immunitaire innée. Fourni sous forme liquide, expédié avec un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TIRAP
Remarques/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	114609
Identifiant de gène	114609
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du TIRAP humain (P58753).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58753
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace