

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tirap Pour Ihc-P, Elisa - P58753

Numéro d'article: CM0022833



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TIRAP humain (Mal), validé pour les applications IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur l'immunité innée, la signalisation TLR2/4 et RAGE, et la réponse inflammatoire. SWISS : P58753.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TIRAP
Remarques/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114609
GeneID	114609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-221 du TIRAP humain (NP_001034750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P58753
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace