

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tirap Pour Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Numéro d'article: CM0016161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TIRAP humaine (Mal/MyD88-2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée et les voies de signalisation TLR/IL-1R.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIRAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	114609
GeneID	114609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-221 de la TIRAP humaine (NP_001034750.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P58753
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace