


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Facteur Tissulaire/Facteur De Coagulation Iii (Cd142) Pour Wb - P13726

Numéro d'article: CM0006607



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le Facteur tissulaire humain (Facteur de coagulation III, CD142). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'hémostase et la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre Facteur de coagulation III/Facteur tissulaire
Remarques/Alias	TF; TFA; CD142; Facteur de coagulation III/Facteur tissulaire
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34 à 251 du Facteur de coagulation III/Facteur tissulaire humain. (NP_001984.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13726
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace