


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Titine (Ttn) Pour If-P Et Elisa - Q8Wz42

Numéro d'article: CM0020511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Titine humaine (TTN), adapté pour IF-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la structure du sarcomère, des cardiomyopathies et des dystrophies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTN Rabbit pAb
Remarques / Alias	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7273
ID du gène	7273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5347-5604 de la TTN humaine (NP_596870.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WZ42
Poids de la protéine	3816 kDa
Expédition	Sac de glace