

Anticorps Polyclonal Anti-Tjp2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Udy2

Numéro d'article: CM0018549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TJP2 humaine (ZO-2), validé pour WB, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Cible la protéine de jonction serrée ZO-2 impliquée dans l'adhésion cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TJP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9414
GeneID	9414
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 951-1190 de la TJP2 humaine (NP_004808.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UDY2
Poids moléculaire	134kDa
Expédition	Sac de glace