

Anticorps Monoclonal Anti-Tkt/Transketolase Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

Numéro d'article: CM0005191



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la TKT/Transketolase humaine (P29401), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la voie des pentoses phosphates et la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] TKT/Transketolase Rabbit mAb
Remarques/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7086
ID de gène	7086
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 281-380 de la TKT/Transketolase humaine (NP_001055.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29401
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace