

Anticorps Monoclonal Anti-Tle1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q04724

Numéro d'article: CM0008832



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TLE1 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'expression génique, la signalisation cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-TLE1
Remarques/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7088
GeneID	7088
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la protéine TLE1 humaine (Q04724)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04724
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace