

Anticorps Polyclonal Anti-Tle1 Pour Wb Et Elisa - Q04724

Numéro d'article: CM0014595



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TLE1 validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris. Idéal pour étudier la corépression transcriptionnelle dans les voies de signalisation Wnt et NF- κ B. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLE1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7088
GeneID	7088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 256-355 de la protéine TLE1 humaine (NP_005068.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q04724
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace