

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tle1 Pour Wb Et Elisa - Q04724

Numéro d'article: CM0029577



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TLE1 de haute qualité validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA, reconnaissant spécifiquement la protéine 1 de type transductine amplificatrice humaine. Outil essentiel pour étudier la répression transcriptionnelle et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TLE1
Remarques/Alias	ESG ; ESG1 ; GRG1 ; TLE-1 ; TLE1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7088
ID du gène	7088
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-770 du TLE1 humain (NP_005068.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04724
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace